

disty^{NEO}Notruf

Da, wenn man ihn braucht.

Notruftaster

für schnurlose
Telefone, Router und
alle DECT-Systeme

Per Knopfdruck

- Alarm auslösen
- hören und sprechen
- alle eingehenden Anrufe annehmen




**Zertifiziertes
Produkt**



in Deutschland hergestellt

disty^{NEO}Notruf

Da, wenn man ihn braucht.



distyNotruf NEO wie ein Telefon benutzen – Direkte Verbindung zu Vertrauenspersonen per Knopfdruck

- Einfache Installation
- Leichte Bedienung
- Freisprechfunktion
- Rufannahme aller eingehenden Anrufe

distyNotruf NEO ist Ihr Helfer in Notsituationen und bei Überfall.

Dazu legen Sie vorher fest, bei wem in einem solchen Fall Hilfe angefordert werden soll. Es können bis zu 5 Telefonnummern gespeichert werden.* Nach Betätigen der Notrufaste werden diese Nummern solange angewählt, bis sich Hilfe meldet.

Lieferumfang

- distyNotruf NEO
- zweites Armband
- Bedienungsanleitung
- Gürtelclip
- Halsband
- Netzteil/Ladekabel (USB-Kabel)

Per Knopfdruck
mit der Basisstation
Ihres Telefons verbinden –
bis zu 5 Rufnummern
einspeichern lassen

Technische Daten


- DECT/GAP, EN 300 444 (Frequenzbereich und Sendeleistung: Einhaltung der Vorgaben mit EU/EFTA, sowie AUS)
- Kompatibel zu allen Konsumer DECT/GAP-Basisstationen und allen professionellen DECT-Systemen
- Kompatibel zu FRITZ!Box und Speedport Neo
- Taste für Alarmruf und Bedienung
- LEDs zur Betriebsanzeige (2-farbig)
- Mikrofon und Lautsprecher
- Standby-Zeit: > 120 Std.
- Gesprächszeit: > 4 Std.
- Schnittstelle für Programmierung
Kabel USB, Type A — USB, Type C
- Systemanforderung: Windows 7/8/10
- Lithium-Ionen Akku, Kapazität: 450 mAh
- Betriebstemperatur: -10°C bis +40°C
- Lagertemperatur: -10°C bis +60°C
- Gewicht ca. 29 g (inklusive Armband)
- Kunststoffgehäuse, 56 mm x 42 mm x 14 mm, Farbe: Anthrazit
- Schutzklasse: IP 65

* Die Speicherung der ersten Rufnummer ist über die CLIP-Funktion möglich. Die verbleibenden vier Speicherplätze können über die unter www.disty.de downloadbare „Programmier App“ (Windows 7/8/10) „gefüllt“ werden.



Mat.-Nr.: 5000346
EAN 4260047840335

Änderungen vorbehalten.

**Zertifiziertes
Produkt** 

in Deutschland hergestellt

Servicehotline



senioren-onlineshop.de
mehr Lebensqualität

Meisenweg 14 - 84061 Ergoldsbach
Telefon +49 (0) 8771 40 99 835